



A Combihesive 2S® termékválasztéka:

Alaplapok

| TB támogatott | | mérés (mm) | | kiszereles (db/doboz) | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-----------------------|--|
| ConvaTec C2S zselatinos alaplap | 32, 38, 45, 57, 70, 100 | | | 5 | |
| ConvaTec C2S flexibilis alaplap | 32, 38, 45, 57, 70 | | | 5 | |
| ConvaTec C2S durahesive alaplap | 32, 38, 45, 57, 70 | | | 5 | |
| ConvaTec C2S duoflex alaplap | 32, 38, 45, 57, 70 | | | 5 | |
| ConvaTec C2S konvex alaplap | 45 mm gyűrűvel: 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35 57 mm gyűrűvel: 38, 41, 45, 50 70, 100 | | | 5 | |
| ConvaTec C2S harmóniagyűrűs alaplap | 70, 100 | | | 5 | |
| ConvaTec C2S Little Ones gyermek alaplap | 32 | | | 5 | |
| ConvaTec Combihesive 2S formálható alaplap | 45 mm gyűrűvel: 13, 22 57 mm gyűrűvel: 33 | | | 5 | |
| ConvaTec Combihesive 2S formálható konvex alaplap | 70 mm gyűrűvel: 45 45 mm gyűrűvel: 13, 22 57 mm gyűrűvel: 33 | | | 5 | |

Zsákok

| TB támogatott | | mérés (mm) | | kiszereles (db/doboz) | |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------|--|-----------------------|--|
| ConvaTec C2S zárt, testszínű zsák (szűrő nélkül) | 32, 38, 45, 57, 70 | | | 30 | |
| ConvaTec C2S zárt, testszínű zsák (szűrős) | 32, 38, 45, 57, 70 | | | 30 | |
| ConvaTec C2S mini zárt zsák | 38, 45, 57 | | | 20 | |
| ConvaTec C2S Little Ones gyermek zárt zsák | 32 | | | 20 | |
| ConvaTec C2S nyitott testszínű zsák | 32, 38, 45, 57, 70 | | | 10 | |
| ConvaTec C2S nyitott állászsó zsák | 38, 45, 57, 70, 100 | | | 10 | |
| ConvaTec C2S Little Ones gyermek nyitott zsák | 32 | | | 10 | |
| ConvaTec C2S urosztómás normál zsák | 32, 38, 45, 57, 70 | | | 10 | |
| ConvaTec C2S urosztómás kisméretű zsák | 32, 38, 45 | | | 10 | |
| ConvaTec C2S Little Ones gyermek urosztómás zsák | 32 | | | 10 | |

Kiegészítő termékek

| Forgalmazza: | | mérés (mm) | | kiszereles (db/doboz) | |
|----------------------------------------------|------------|------------|--|-----------------------|--|
| ConvaTec post-operatív szett | 70 | | | 3 | |
| ConvaTec sztomaklemelő híd | 95 | | | 10 | |
| ConvaTec öv | | | | 1 | |
| ConvaTec éjszakai vizeletgyűjtő zsák | | | | 5 | |
| ConvaTec irrigáló szett | | | | 1 | |
| ConvaTec leeresztő zsák irrigáló készülékhez | 38, 45, 57 | | | 10 | |
| ConvaTec Convacare bőrtisztító kendő (barna) | | | | 100 | |
| ConvaTec Convacare bőrvédő kendő (zöld) | | | | 100 | |
| ConvaTec stomahesive paszta, 60 gr | | | | 1 | |
| ConvaTec stomahesive adhezív paszta, 30 gr | | | | 1 | |
| ConvaTec stomahesive tapadópor, 25 gr | | | | 1 | |



Replant 4 Care Kft.
Cím: Budapest 1119,
Nándorfejérvári út 35.

Gyártja: ConvaTec, A Bristol-Myers Squibb Company

Kérdésével, tanácsért hívja ingyenesen zöld számunkat:
06-80 / 201-201 (kód: 1212)

A prospektusban szereplő termékek gyógyászati segédeszközök. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. • Letöltés dátuma: 2008. március

 **ConvaTec**
A Bristol-Myers Squibb Company



 **ConvaTec**
A Bristol-Myers Squibb Company

Combihesive 2S® kétrészes
sztómaterápiás rendszer

COMBIHESIVE®
2S

 **ConvaTec**
MOLDABLE
technology




A Combihesive 2S® termékválasztéka:

Alaplappok

TB támogatott

Zselatinos alaplapp

- stromahesive anyaguü, bõrbarát, minden típusú sztóma ellátására




DuoFlex alaplapp

- elvékonyodó szélü, alkalmas jól ápolható sztóma ellátására



Konvex alaplapp

- besülyvedt sztóma ellátására



Flexibilis alaplapp

- hajlékony, mikroporózus tapadófelületü



Harmonikagyürüs alaplapp

- az alaplapp síkjából emelhető gyürünek köszönhetően fájda-lommentesen felhelyezhető, ideális frissen műtöttek számára



Durahesive alaplapp

- hosszabban fenn marad, jól zár/tömit a sztóma körül




Formálható alaplapp

- kézzel formálható




Formálható konvex alaplapp

- kézzel formálható, besüly-lyedti sztóma ellátására



Little Ones gyermek alaplapp

- kisebb méretü, flexibilis alaplapp



Zsákok

TB támogatott

Zárt zsák

- C2S zárt zsák
- C2S zárt szürös zsák
- C2S mihi zárt zsák
- Little Ones gyermek zárt zsák



Nyitott zsák

- C2S nyitott zsák
- Little Ones gyermek nyitott zsák



Urosztómás zsák

- C2S urosztómás zsák
- C2S urosztómás kisméretü zsák
- Little Ones gyermek urosztómás zsák



A zárt zsákok csak testszínü, a gyermek nyitott és az urosztómás zsákok átlát-szó kivételben, míg a felnőtt nyitott zsákok mindkét színben beszerezhetőek.



A ConvaTec újdonsága:

Combihesive 2S® formálható technológiája

TB támogatott

Gondtalan illeszkedés a ConvaTec formálható technológiájával


A sztóma körüli bõr épségének megõrzése a sztómaápolás egyik fontos feladata.

A bõrproblémák kialakulásáért sok esetben az alaplapp sztóma körüli rossz illeszkedése a felelõs. A hagyományos alaplappokkal szemben az új, Combihesive 2S® formálható technológiájú alaplappok használatával minimálisra csökken a széklet sztóma körüli bõrrel való érintkezésének esélye.

Beszerezhető formálható és formálható konvex kivitelben is.

A Combihesive 2S® formálható technológiájú alaplappok elõnyei:

- Egyszerü használat és betanítás
Nem kell méretet venni, sem körülmézni, sem kivágni.
- Kényelmes
Nincs szükség ollóra, sem más eszközre (sablon, filc, stb.).
- Felhelyezés:
A formálható alaplappot görgesse ujjával a sztóma formá-jára. Az alaplappot könnyebb görgetni, ha elõzetesen kicsit felmelegíti.



Jó illeszkedés

Összetevõinek köszönhetően az alaplapp megduzzad és a sztóma köré idomul, azt körülölelve hézagmen-tes illeszkedést biztosít használat közben.



- Sokoldalú
Illeszkedik minden sztóma típushoz és mérethez.

